

## CINTILOGRAFIA DE ESVAZIAMENTO GÁSTRICO PARA LÍQUIDO

**Radiofármaco:** Coloide –  $^{99m}\text{Tc}$

**Duração:** aproximadamente 90 minutos.

**Como o exame é realizado:** O paciente ingere o radiofármaco preparado com iogurte e água, imediatamente é posicionado na câmara de cintilação. As imagens são realizadas por 90 minutos.

---

### Preparo do paciente:

- **JEJUM:**
  - Adulto: mínimo de 6 horas – trazer o iogurte de preferência (mínimo de 150mL).
  - Crianças: mínimo de 4 horas – trazer o iogurte de preferência (mínimo de 150mL).
  - Bebês: realizar o exame no intervalo entre as mamadas, o mais próximo possível do horário da próxima mamada. Trazer 01 mamadeira com leite (ou bebida que está acostumada tomar) e 01 mamadeira vazia (ou o copo de preferência da criança).
- **RESTRIÇÃO DE MEDICAMENTOS:** Caso seja solicitado pelo médico solicitante, recomenda-se suspensão dos seguintes medicamentos por 3 dias antes da realização do exame:
  - Pró-cinéticos: Metoclopramida (Plasil®), Bromoprida (Digesan®), Cisapride (Prepulsid®), Domperidona (Motilium®, Predial®), Eritromicina;
  - Opioides: Codeína, Morfina, Meperidina, Fentanil, Propoxifeno (Algafan®), Tramadol (Tramal®);
  - Benzodiazepínicos
  - Anticolinérgicos: Atropina (Atrosedina®, Lomotil®, Vagostesil®), Escopolamina ou Hioscina (Buscopan®, Doralgin®); Hiosciamina (Tropical®), Biperideno (Akineton®), Triexifenidil (Artane®), Diclomina (Bentyl®), Benactizina (Asmosterona®), Ciproheptadina (Periantin®, Periavit®)

---

### Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia e exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Paciente abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Trajar roupa confortável sem artefatos metálicos.
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes que fazem uso de fralda, deverão trazer no dia do exame fraldas extras.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

<b>CAPACIDADE DE CARGA</b>	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	