

CINTILOGRAFIA DE Esvaziamento Gástrico para Sólido

Radiofármaco: Coloide – ^{99m}Tc

Duração: aproximadamente 4 horas e meia.

Como o exame é realizado: O paciente ingere o radiofármaco preparado na forma de sanduíche com pão, ovo, geleia, torradas e um copo de água com aproximadamente 200mL, o lanche deve ser ingerido totalmente em no máximo 10 minutos. Terminado o lanche, o paciente é imediatamente posicionado debaixo da câmara de cintilação. As imagens são adquiridas de acordo com orientações do médico nuclear podendo chegar até 4 horas após a ingestão do alimento radiomarcado. O paciente deve manter jejum até o termino do estudo. Sendo água liberado durante o tempo do exame.

Preparo do paciente:

- **JEJUM:**
 - Adulto: mínimo de 6 horas
 - Crianças: mínimo de 4 horas
- **RESTRIÇÃO DE MEDICAMENTOS:** Caso seja solicitado pelo médico solicitante, recomenda-se suspensão dos seguintes medicamentos por 3 dias antes da realização do exame:
 - Pró-cinéticos: Metoclopramida (Plasil®), Bromoprida (Digesan®), Cisapride (Prepulsid®), Domperidona (Motilium®, Predial®), Eritromicina;
 - Opioides: Codeína, Morfina, Meperidina, Fentanil, Propoxifeno (Algafan®), Tramadol (Tramal®);
 - Benzodiazepínicos
 - Anticolinérgicos: Atropina (Atrosedina®, Lomotil®, Vagostesil®), Escopolamina ou Hioscina (Buscopan®, Doralgin®); Hiosciamina (Tropical®), Biperideno (Akineton®), Triexifenidil (Artane®), Diclomina (Bentyl®), Benactizina (Asmosterona®), Ciproheptadina (Periantin®, Periavit®)

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia e exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Trajar roupa confortável sem artefatos metálicos.
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes que fazem uso de fralda, deverão levar no dia do exame fraldas extras.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

CAPACIDADE DE CARGA	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	